

GDJE/ŠTO	ČIME	KAKO	UČESTALOST/KADA
	SURFA'SAFE PREMIUM 	Nanelite deterđentni dezinficijens u obliku pjene na površinu ili, po mogućnosti, na netkani materijal. Nakon preporučenog kontaktog vremena ostaviti da se osuši. Ispiranje nije potrebno, osim ako tretirane površine dolaze u kontakt s kožom, sluznicom ili hranom.	• 1 x dnevno, po potrebi češće (nakon rizika od kontaminacije).
	WIP'ANIOS EXCELL 	Maramice spreme za korištenje. Nanelite na područje koje želite tretirati, primjenjujući onoliko maramica koliko je potrebno. Poštivati kontaktno vrijeme indicirano za traženu antimikrobnu aktivnost. Dobro zatvoriti pakiranje nakon svakog otvaranja. Nije potrebno ispirati ako tretirane površine ne dolaze u neposredan dodir s kožom, sluznicom ili hranom.	
	SURFANIOS PREMIUM 	Priprema 0,25%-te otopine : uliti 20 ml koncentriranog sredstva u 8 L vode - promiješati (za pojedine uzročnike provjeriti konc. i kontaktno vrijeme). Nije potrebno ispiranje osim ako tretirane površine dolaze u kontakt s kožom ili sluznicom.	• 1 x dnevno, po potrebi i češće, te nakon vidljivog zaprljanja/kontaminacije.
	ANIOS OXY'FLOOR 	Prirediti 0,5 % otopinu (u 5L vode dodati 25 g koncentriranog dezifikacijensa u prahu). Za pojedine uzročnike poštovati kontaktno vrijeme. Nije potrebno ispiranje osim ako tretirane površine dolaze u kontakt s kožom ili sluznicom	• Po potrebi, u slučaju boravka bolesnika koji je koloniziran višestruko-otpornim bakterijama, te u slučaju dospijevanja biološkog sadržaja na pod.
	SURFANIOS PREMIUM 	Priprema 0,25%-te otopine: uliti 20 ml koncentriranog sredstva u 8 L vode- promiješati (za pojedine uzročnike provjeriti konc. i kontaktno vrijeme). Nije potrebno ispiranje osim ako tretirane površine dolaze u kontakt s kožom ili sluznicom.	• 1-2 x mjesečno.
	ANIOS OXY'FLOOR 	Prirediti 0,5 % otopinu (u 5L vode dodati 25 g koncentriranog dezifikacijensa u prahu). Za pojedine uzročnike poštovati kontaktno vrijeme. Nije potrebno ispiranje osim ako tretirane površine dolaze u kontakt s kožom ili sluznicom.	• U slučaju prskanja bio-loškog materijala.

Priredile: prof. dr. sc. Ivana Mareković, prof. dr. sc. Ana Budimir, doc. dr. sc. Zrinka Bošnjak, Klinički bolnički centar Zagreb, Referentni centar Ministarstva zdravstva za bolničke infekcije

* Ako se u ustanovi nalazi korisnik s *Clostridium difficile* koji je sporogena bakterija, alkoholni preparati za utrljavanje, odnosno higijensku dezinfekciju ruku ne djeluju jer ne uništavaju spore. Zato u svakoj indikaciji za higijenu ruku, ruke, bile vidljivo kontaminirane ili ne, treba oprati tekućim sapunom i vodom.

** Po preporuci proizvođača

Biocidni proizvod rabiti pažljivo. Prije uporabe uvijek pročitati deklaraciju i podatke o proizvodu.

Prije uporabe pažljivo pročitajte uputu za uporabu proizvoda.

datum sastavljanja: svibanj 2018.

Prijedlog korištenja ANIOS dezinficijensa u ambulantama i čekaonicama



GDJE/ŠTO	ČIME	KAKO	UČESTALOST/KADA	GDJE/ŠTO	ČIME	KAKO	UČESTALOST/KADA
 RUKE ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA	 ANIOSAFE SD HF DERMANIOS SCRUB CHX 4%**	Higijensko pranje (5 ml / 30 - 60 s) kod vidljivo zaprljanih ruku i <i>Clostridium Difficile</i> .* Kad se ruke peru vodom i tekućim sapunom, sapun se nanese na vlažne ruke, trljajući čitavu površinu šaka preporučenim pokretima, u vremenu od 30 - 60 sekundi.	Uvijek: <ul style="list-style-type: none"> • prije kontakta s bolesnikom • prije aseptičnih postupaka • nakon rizika izlaganju tjelesnim tekućinama • nakon kontakta s bolesnikom • nakon kontakta s okolinom bolesnika 	 PRIBOR I INSTRUMENTI (prije sterilizacije)	 ANIOSEPT ACTIV	Pripremiti 1% radnu otopinu tako da se u 5 L vode doda 50g praha. Uroniti pribor u otopinu tijekom 30 minuta tako da je u potpunosti prekriven tekućinom, te nakon toga isprati i osušiti. Svaki dan potrebno je pripremiti novu radnu otopinu. U slučaju da se radi o korisniku s <i>Clostridium difficile</i> infekcijom, potrebno je ponoviti postupak koristeći novu 2% radnu otopinu. Pripremiti 2% radnu otopinu tako da se u 5 L vode doda 100 g praha. Uroniti pribor u otopinu tijekom 15 minuta tako da je u potpunosti prekriven tekućinom, te nakon toga isprati i osušiti. Svaki dan potrebno je pripremiti novu radnu otopinu.	• Nakon upotrebe.
 RUKE ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA	 ANIOSGEL 800 ANIOSRUB 800	Higijensko utrijavanje (3 - 5 ml / 30 s). Pri uporabi alkoholnog preparata za utrijavanje, uliti 3 - 5 ml preparata u skupljene dlanove i pokriti njime čitavu površinu obju šaka. Trljati ruke preporučenim pokretima dok ruke ne budu suhe, u vremenu od 30 sekundi.	Uvijek: <ul style="list-style-type: none"> • prije kontakta s bolesnikom • prije aseptičnih postupaka • nakon rizika izlaganju tjelesnim tekućinama • nakon kontakta s bolesnikom • nakon kontakta s okolinom bolesnika 	 ČESTO DOTICANE POVRŠINE (kvaka, telefon, tastatura, prekidač)	 ANIOSPRAY QUICK	Gotovo, već pripremljeno sredstvo za dezinfekciju u spreju. Prskati ravnomjerno na očišćene radne površine, ostaviti da djeluje min 30 s. Isprati.	• Nekoliko puta dnevno, ovisno o učestalosti primjene.
 RUKE BOLESNIKA	 ANIOSAFE SD HF DERMANIOS SCRUB CHX 4%**	Higijensko pranje (5 ml / 30 - 60 s) kod vidljivo zaprljanih ruku i <i>Clostridium Difficile</i> .*	<ul style="list-style-type: none"> • uvijek kad izgledaju prijava • prije jela • pri korištenju sanitarnog čvora • prije stavljanja kontaktnih leća • prije uzimanja lijekova • nakon dodira s izlučevinama (slina, iscjedak iz nosa, krv, povraćeni sadržaj) 	 ČESTO DOTICANE OSJETLJIVE POVRŠINE (touch screen ekran i slično, površine od pleksiglasa)	 SURFA' SAFE PREMIUM	Pripremljeno sredstvo u pjeni, s raspršivačem. Nanesite deterđentni dezinficijens u obliku pjene na površinu ili, po mogućnosti, na netkani materijal. Nakon preporučenog kontaktog vremena ostaviti da se osuši. Ispiranje nije potrebno, osim ako tretirane površine dolaze u kontakt s kožom ili sluznicom.	• 1x dnevno, po potrebi češće.
 RUKE BOLESNIKA	 ANIOSGEL 800 ANIOSRUB 800	Higijensko utrijavanje (3 - 5 ml / 30 s).	<ul style="list-style-type: none"> • uvijek kad izgledaju prijava • prije jela • pri korištenju sanitarnog čvora • prije stavljanja kontaktnih leća • prije uzimanja lijekova • nakon dodira s izlučevinama (slina, iscjedak iz nosa, krv, povraćeni sadržaj) 	 ČESTO DOTICANE OSJETLJIVE POVRŠINE (touch screen ekran i slično, površine od pleksiglasa)	 WIP' ANIOS EXCELL	Maramice spremne za korištenje. Nanesite na područje koje želite tretirati, primjenjujući onoliko maramica koliko je potrebno. Poštivati kontaktno vrijeme indicirano za traženu antimikrobnu aktivnost. Dobro zatvoriti pakiranje nakon svakog otvaranja. Nije potrebno ispirati ako tretirane površine ne dolaze u neposredan dodir s kožom, sluznicom ili hranom.	
 KOŽA BOLESNIKA	 ANIOSAFE SD HF DERMANIOS SCRUB CHX 4%	Nanelite losion na vlažnu kožu i vlašište i trljajte dok se ne zapjeni. Temeljito istrijajte sve dijelove tijela izbjegavajući područje očiju. Nanelite antiseptik na vlažnu kožu i vlašište i trljajte dok se ne zapjeni. Temeljito istrijajte sve dijelove tijela izbjegavajući područje očiju.	<ul style="list-style-type: none"> • Pranje, kupanje i njega kože osoba osjetljivih na sapune (starije i nepokretnije osobe). • Dekolonizacija MRSA korisnika. 	 SVE ČESTO DOTICANE POVRŠINE U OKOLINI KORISNIKA KOJI JE KOLONIZIRAN VIŠESTRUKO OTPORNIM BAKTERIJAMA	 ANIOS QUICK WIPES	Maramice za dezinfekciju - Maramice spremne za korištenje - Upotrijebiti ih na prethodno očišćenom medicinskom pomagalu. Primijeniti na cijelo područje koje treba dezinficirati, primjenjujući onoliko maramica koliko je potrebno. Poštivati kontaktno vrijeme indicirano za traženu antimikrobnu aktivnost. Nije potrebno ispirati ako medicinski proizvod ne dolazi u direktan kontakt s kožom ili sluznicom. Ponoviti nanošenje kad god je to potrebno ili se pridržavati važećeg plana dezinfekcije. Dobro zatvoriti pakiranje nakon svakog otvaranja.	• Više puta dnevno.
 OPREMA ZA DIJAGNOSTIKU (stetoskop, tlakomjer s manometrom za odrasle i djecu, neurološki čekić, svjetiljka za pregled pupila, glukometar)	 ANIOS QUICK WIPES	Maramice za dezinfekciju - Maramice spremne za korištenje - Upotrijebiti ih na prethodno očišćenom medicinskom pomagalu. Primijeniti na cijelo područje koje treba dezinficirati, primjenjujući onoliko maramica koliko je potrebno. Poštivati kontaktno vrijeme indicirano za traženu antimikrobnu aktivnost. Nije potrebno ispirati ako medicinski proizvod ne dolazi u direktan kontakt s kožom ili sluznicom. Ponoviti nanošenje kad god je to potrebno ili se pridržavati važećeg plana dezinfekcije. Dobro zatvoriti pakiranje nakon svakog otvaranja.	<ul style="list-style-type: none"> • Nakon upotrebe. 	 RADNE POVRŠINE (stol za pregled)	 SURFA' SAFE PREMIUM	Pripremljeno sredstvo u pjeni, s raspršivačem. Nanesite deterđentni dezinficijens u obliku pjene na površinu ili, po mogućnosti, na netkani materijal. Nakon preporučenog kontaktog vremena ostaviti da se osuši. Isprijava ukoliko tretirane površine dolaze u kontakt sa kožom ili sluznicama.	• Nakon upotrebe.
				 ANIOSPRAY QUICK	 ANIOSPRAY QUICK	Gotovo, već pripremljeno sredstvo za dezinfekciju u spreju. Prskati ravnomjerno na očišćene radne površine. Ostaviti da djeluje minimalno 30 s. Isprati.	