

Prijedlog korištenja ANIOS dezinficijensa u operacijskim salama

Biocidni proizvod rabiti pažljivo. Prije uporabe uvijek pročitati deklaraciju i podatke o proizvodu.

Prije uporabe pažljivo pročitajte uputu za uporabu proizvoda.



PLIVA HRVATSKA d.o.o.
Prilaz baruna Filipovića 25, 10000 Zagreb, Hrvatska.
Tel.: + 385 1 37 20 000, Faks: + 385 1 37 20 111
www.pliva.hr, www.plivamed.net, www.pliva-sept.hr



Pavé du Moulin - 59260 Lille - Hellemmes - FRANCE
Téléphone +33 3 20 67 67 67 - Fax +33 3 20 05 27 48
www.anios.com

datum sastavljanja: svibanj 2018.



GDJE/ŠTO	ČIME	KAKO	UČESTALOST/KADA
 KIRURŠKA PRIPREMA RUKU	 ANIOSAFE SD HF  ANIOSGEL 800 ili  ANIOSRUB 800	Kirurška priprema ruku pranje ruku i podlaktica tekućim losionom -1 min i nakon toga, na suhe ruke, prije stavljanja rukavica utrljavanje alkoholnog sredstva 3 min. - Prilikom utrljavanja alkoholnog preparata, najprije se preparat utrljava u šake, zatim u podlaktice i na kraju ponovo u šake. - Uzimanje preparata se ponavlja, jer koža mora biti vlažna tijekom čitavog vremena. - Nakon završenog postupka utrljavanja, ostaviti da se šake i podlaktice osuše na zraku prije stavljanja sterilnih rukavica.	Prije operacijskog postupka
 KOŽA BOLESNIKA	 ANIOSAFE SD HF  DERMANIOS SCRUB CHX 4%	Pranje / tuširanje, pranje kose Nanesite antiseptik / losion na vlažnu kožu i vlasište i trljajte dok se ne zapjeni. Temeljito istrljajte sve dijelove tijela izbjegavajući područje očiju.	večer prije operacije ili jutro na dan operacije
 INSTRUMENTI (ako ne postoji centralna služba sterilizacije)	 ANIOSEPT ACTIV	Pripremiti 1% radnu otopinu tako da se u 5 L vode doda 50 g praha. Uroniti pribor u otopinu tijekom 30 minuta tako da je u potpunosti prekriven tekućinom, te nakon toga isprati i osušiti. Svaki dan potrebno je pripremiti novu radnu otopinu. U slučaju da se radi o korisniku s <i>Clostridium difficile</i> infekcijom potrebno je ponoviti postupak koristeći novu 2% radnu otopinu. Pripremiti 2% radnu otopinu tako da se u 5 L vode doda 100 g praha. Uroniti pribor u otopinu tijekom 15 minuta tako da je u potpunosti prekriven tekućinom, te nakon toga isprati i osušiti. Svaki dan potrebno je pripremiti novu radnu otopinu.	nakon upotrebe a prije sterilizacije
 HORIZONTALNE I VERTIKALNE POVRŠINE UNUTAR OPERACIJSKE SALE (osim zidova i stropova-ukoliko nisu vidljivo zaprljani ili kontaminirani)	 SURFANIOS PREMIUM	Priprema 0,25%-tne otopine: uliti 20 ml koncentriranog sredstva u 8 L vode- promiješati. Natopiti jednokratni ili višekratni ubrus, prebrisati površinu (za pojedine uzročnike provjeriti konc. i kontaktno vrijeme). Ispiranje nije potrebno osim ako tretirane površine dolaze u kontakt s kožom ili sluznicom.	Iza svakog operacijskog postupka. - Početi s operacijskim stolom, očistiti i dezinficirati sve površine, drške, noge. - Pratiti upute o redosljedu i popisu površina i objekata, prebrisati anesteziološku opremu za čišćenje/dezinfekciju pratiti upute instrumentarke o osobitostima.

GDJE/ŠTO	ČIME	KAKO	UČESTALOST/KADA
 HORIZONTALNE I VERTIKALNE POVRŠINE UNUTAR OPERACIJSKE SALE (osim zidova i stropova-ukoliko nisu vidljivo zaprljani ili kontaminirani)	 ANIOS OXY FLOOR	Prirediti 0,5 % otopinu (u 5L vode dodati 25 g koncentriranog dezificijensa u prahu). Prebrisati. Za pojedine uzročnike poštovati kontaktno vrijeme. Ispiranje nije potrebno, osim ako tretirane površine dolaze u kontakt s kožom i sluznicom.	Na kraju operativnog programa, na kraju dana –terminalna dezinfekcija. - Prebrisavanje korita za pranje ruku, slavina, dezinficijensom. - Prema potrebi
 PERIODIČKO „DUBINSKO ČIŠĆENJE“ zidovi, stropovi	 ANIOS OXY FLOOR	Prirediti 0,5 % otopinu (u 5L vode dodati 25 g koncentriranog dezificijensa u prahu). Prebrisati. Za pojedine uzročnike poštovati kontaktno vrijeme. Ispiranje nije potrebno, osim ako tretirane površine dolaze u kontakt s kožom i sluznicom.	Jednom tjedno ili rjeđe, ovisno o dinamici korištenja prostora - Nakon detaljnog pranja deterгентom
 OSJETLJIVE POVRŠINE (touch screen ekrani i slično, površine od pleksiglasa)	 SURFA' SAFE PREMIUM  WIP' ANIOS EXCELL	Gotovo, već pripremljeno sredstvo za dezinfekciju u spreju. Prskati ravnomjerno na radne površine, ostaviti da djeluje minimalno 2 minute. Nije potrebno ispiranje osim ako tretirana područja dolaze u direktan kontakt s kožom, sluznicom ili hranom. Maramice spremne za korištenje. Nanesite na područje koje želite tretirati, primjenjujući onoliko maramica koliko je potrebno. Poštivati kontaktno vrijeme indicirano za traženu antimikrobnu aktivnost. Dobro zatvoriti pakiranje nakon svakog otvaranja. Nije potrebno ispirati ako tretirane površine ne dolaze u neposredan dodir s kožom, sluznicom ili hranom.	Nakon postupka
 U SLUČAJU DA JE BOLESNIK KOLONIZIRAN S C. DIFFICILE, nakon prijava i kontaminiranih rana, s mogućnošću prisutnosti klostridija	 ANIOS OXY FLOOR	Prirediti 0,5 % otopinu (u 5L vode dodati 25 g koncentriranog dezificijensa u prahu). Prebrisati. Ostaviti da djeluje 15 min. Ispiranje nije potrebno osim ako tretirane površine dolaze u kontakt s kožom i sluznicom.	Nakon postupka
 OP SALA – DEZINFEKCIJA	 UREĐAJEM AEROSEPT 500, UZ PRIMJENU ASEPTANIOS AD -DEZINFIKIJENSA ZA RASPRŠIVANJE ZRAKOM.	Uređajem AEROSEPT 500, uz primjenu ASEPTANIOS AD - dezinficijensa za raspršivanje zrakom. Koristi se u prethodno očišćenim prostorima, u kojima nema ljudi u trenutku dezinfekcije prostora.	U slučajevima pojave i širenja multirezistentnih bakterija, <i>C. difficile</i>, plinske gangrene, Noro-virusa, i nakon otpusta/ smrti bolesnika koji su bili kolonizirani/inficirani navedenim patogenima